

THD Bandy

Código 800079

- Envase
- 1 THD Bandy
 - 1 Posicionador de Bandas Cónico
 - 1 Cargador de Bandas
 - 4 Anillos Elásticos



También Desde la línea Auto-iluminada: **THD N-Ano Maxi**

Longitud 65 mm

Diámetro 23 mm

Código Grabado: 800166 (50 unidades)

Recortado: 800165 (50 unidades)



THD N-Ano

Longitud 65 mm

Diámetro 18 mm

Código Grabado: 800134 (50 unidades)

Recortado: 800040 (50 unidades)



THD Surgy Mini LED

Longitud 122 mm

Ancho 24 mm

Código Estéril: 800124 (24 unidades)

No estéril: 800108 (10 unidades)



THD S.p.A.

Via Industria 1, 42015 Correggio (RE) Italy

Tel +39 0522 634 311

Fax +39 0522 634 371

www.thdlab.es

www.thdlab.com



THD360426A - 2016/09



THD Bandy



CLÍNICO

DAS NEUE

THD Bandy

El nuevo kit THD Bandy MEJORA y FACILITA una intervención ampliamente probada

Estimado colega:

La **ligadura con banda elástica** es el **tratamiento para hemorroides internas sintomáticas** más efectivo y más utilizado en consultas.

Desde la introducción del ligador metálico de Barron en 1963 ha habido relativamente **pocas innovaciones respecto a los dispositivos originales**.

El **sistema tradicional** consiste en un proctoscopio metálico reutilizable, un ligador y unas pinzas; la iluminación se realiza mediante una fuente de luz externa y el proctoscopio debe sostenerlo un auxiliar.

Los dispositivos metálicos reutilizables **no permiten tener una visión clara del área quirúrgica**, tal y como estamos acostumbrados en las endoscopias o laparoscopias, y son **engorrosos de utilizar, limpiar y desinfectar**.

Los obturadores de acero **podrían no deslizarse** suavemente en los proctoscopios, y los puntos de soldadura de los ligadores **pueden fracturarse** después de numerosos ciclos de esterilización.

El sistema THD Bandy es la solución a **TODAS** las desventajas del sistema tradicional.

- El ligador THD Bandy está fabricado con un material plástico transparente que **permite la visualización directa del tejido hemorroidal** a medida que se introduce la punta del dispositivo. Verá exactamente dónde y qué cantidad está ligando.
- Como funciona por succión, el ligador Bandy **elimina la necesidad de usar pinzas**; el cirujano ahora tiene una mano libre para sujetar el proctoscopio con un ángulo de visión óptimo.
- La forma ergonómica y el LED integrado del **proctoscopio THD N-Año Maxi** son el **complemento perfecto** para el dispositivo de implantación de anillos.

El sistema **THD Bandy** le ofrece **todo lo que necesita** para una intervención ideal de ligadura con banda elástica:

- El **kit THD Bandy** combina un ligador, un proctoscopio, cuatro anillos elásticos sin látex y un cono de carga para realizar hasta cuatro ligaduras con banda en la misma sesión.
- El kit THD Bandy **proporciona un instrumental nuevo de fábrica para cada intervención quirúrgica**, sin desgastes ni deterioros.
- El kit THD Bandy permite **realizar varias intervenciones de ligadura con banda consecutivas** sin las demoras que suponen la desinfección o la esterilización.
- El kit THD Bandy permite **realizar varias intervenciones de ligadura con banda consecutivas** sin las demoras que suponen la desinfección o la esterilización.
- El kit THD Bandy de un solo uso y desechable **elimina por completo el riesgo de contaminación cruzada** entre pacientes y libera al personal de las tareas de limpieza y desinfección.

Cortesía de
Dr. Francesco Grasso
Jefe de cirugía colorrectal
Medstar Good Samaritan Hospital

Póngase en contacto con su representante de THD para ver una demostración o con la sede central de THD para solicitar una muestra.