

IMPLANTES DE GLÚTEOS

Implantes de glúteos rellenos con gel de silicona disponibles en dos formas y superficies, con base plana o cóncava

POLYTECH Health & Aesthetics GmbH
Alzheimer Str. 32
64807 Dieburg
Alemania

Tel.: +49 (0) 6071 98630
Fax: +49 (0) 6071 986330
E-Mail: info@polytechhealth.com
www.polytechhealth.com



2.4.14 2020-08 © 2020 POLYTECH Health & Aesthetics GmbH, Alemania – M0204014

POLYTECH

Implantes de glúteos CE 0483

Descripción del producto

Los implantes de glúteos rellenos con gel de silicona para la compensación de deficiencias de tejidos blandos están disponibles en dos superficies diferentes:

- POLYsmooth™ (liso)
- MESMO® (microtexturizado)

El cirujano puede elegir entre formas redondas u ovaladas de varios tamaños, así como entre un implante con base plana o cóncava. Por lo tanto, está en condiciones de lograr el resultado óptimo para aumento o la reconstrucción de la región glútea en los pacientes de cualquier sexo.



Información sobre el material

La cubierta de todos los implantes de glúteos consiste en un elastómero de silicona fuerte, resistente y altamente elástico equipado con una capa de barrera. Está relleno con un gel de silicona altamente reticulado de consistencia firme. La superficie de los implantes es lisa, POLYsmooth™, o microtexturizada, MESMO®. La rugosidad de la superficie aritmética de los implantes MESMO® es de aproximadamente 25 µm ± 2mm.

La producción de los implantes se basa en una gestión de calidad según la norma ISO 13485. Todos los materiales utilizados son de calidad médica implantable.

Indicaciones

- Aumento
- Corrección de contorno
- Reconstrucción, p. ej. después del trauma
- Intercambio de implantes

Información importante

Los implantes de glúteos se entregan embalados individualmente y estériles.

Atención: Tenga en cuenta las instrucciones de uso incluidas con cada producto.

Implantes de glúteos – Posterior cóncavo

Relleno con gel de silicona, embalado individualmente, estéril

N° de pedido	Vol. (ml)	Dimensiones (mm)			Posterior
		A	B	C	

POLYsmooth™ ovalado

10300-115 ¹	115	80	120	27	cóncavo
10300-215 ¹	215	105	142	30	cóncavo
10300-290	290	114	152	33	cóncavo
10300-360	360	125	163	34	cóncavo
10300-450 ¹	450	132	174	38	cóncavo



MESMO® ovalado

15300-115 ¹	115	80	120	27	cóncavo
15300-215	215	105	142	30	cóncavo
15300-290	290	114	152	33	cóncavo
15300-360	360	125	163	34	cóncavo
15300-450 ¹	450	132	174	38	cóncavo



POLYsmooth™ redondo

10301-200 ¹	200	107	107	35	cóncavo
10301-250 ¹	250	112	112	41	cóncavo
10301-300	300	118	118	44	cóncavo
10301-360	360	127	127	43	cóncavo
10301-500 ¹	500	141	141	49	cóncavo



Implantes de glúteos – Posterior plano

Relleno con gel de silicona, embalado individualmente, estéril

N° de pedido	Vol. (ml)	Dimensiones (mm)			Posterior
		A	B	C	

POLYsmooth™ ovalado

10300-240 ¹	240	90	130	40	plano
10300-305	305	95	139	45	plano
10300-365	365	100	148	48	plano
10300-420	420	109	152	50	plano



MESMO® ovalado

15300-240	240	90	130	40	plano
15300-305	305	95	139	45	plano
15300-365	365	100	148	48	plano
15300-420	420	109	152	50	plano



POLYsmooth™ redondo

10301-225 ¹	225	107	107	35	plano
10301-275	275	112	112	41	plano
10301-340	340	118	118	44	plano
10301-390	390	128	128	44	plano
10301-560	560	141	141	49	plano



Medidas aproximadas

¹ Entrega ≈ 8 a 10 semanas después de la orden