

Implantes faciales

Una variedad de implantes de mentón, nasales-dorsales o malares para armonizar el contorno del rostro de manera individual

POLYTECH



Implantes faciales

Información sobre el material

Los implantes faciales se componen de un elastómero de silicona liso. Los implantes maxilares tienen orificios perforados para la fijación.

La fabricación de los implantes se basa en una gestión de la calidad conforme a la norma ISO 13485. Todos los materiales empleados son de calidad médica implantable.

Indicaciones

- Aumento
- Corrección de contorno
- Reconstrucción, p. ej. después de un traumatismo
- Cambio de implante

Información importante


Los implantes faciales se entregan embalados individualmente o en parejas (implantes maxilares) y estériles.

ATENCIÓN: Tenga en cuenta las instrucciones de uso detalladas que se incluyen con cada producto.

Implantes de mentón² C€ 0344

Elastómero de silicona, embalado individualmente, estéril

N.º de pedido	Dimensiones (cm)				
	A	B	C	D	E
Diseño anatómico 1					
CH 1-1 ¹	5.8	1.1	0.6	—	9.1
CH 1-2 ¹	5.9	1.2	0.6	—	10.1
CH 1-3 ¹	6.0	1.3	0.8	—	10.9
CH 1-4 ¹	6.2	1.3	0.8	—	11.4
Diseño anatómico 2					
CH 3-1 ¹	5.9	1.3	0.6	—	8.0
CH 3-2 ¹	7.3	1.4	0.6	—	9.4
CH 3-3 ¹	7.5	1.4	0.7	—	12.6
Diseño anatómico 3					
CH 5-1 ¹	5.7	1.3	0.8	—	8.2
CH 5-2 ¹	7.0	1.3	1.1	—	10.2
Diseño anatómico 4					
CH 11-1 ¹	5.4	1.5	0.3	—	6.1
CH 11-2 ¹	5.4	1.5	0.4	—	6.3
CH 11-3 ¹	5.4	1.5	0.5	—	6.0
CH 11-5 ¹	5.4	1.5	0.7	—	6.1



Medidas aproximadas



¹ Entrega ≈ 8 a 10 semanas después de la orden

² Verifique la disponibilidad de estos productos con su distribuidor local

Implantes nasales-dorsales² C€ 0344

Elastómero de silicona, embalado individualmente, estéril

N.º de pedido	Dimensiones (cm)					
	A	B	C	D	E	
Recto						
N 12-1 ¹	4.9	—	0.8	0.6	0.3	
N 12-7 ¹	4.9	—	0.8	0.54	0.5	
N 12-9 ¹	5.8	—	0.94	0.6	0.56	
Forma de L						
N 5 ¹	1	5.1	2.1	1.0	0.7	0.4
N 6 ¹	2	5.2	2.1	0.84	0.65	0.4
N 1 ¹	3	5.6	2.5	0.8	0.7	0.6



Medidas aproximadas


¹ Entrega ≈ 8 a 10 semanas después de la orden

² Verifique la disponibilidad de estos productos con su distribuidor local

Implantes maxilares² C€ 0344

Elastómero de silicona, embalado por par, estéril

N.º de pedido	Dimensiones (cm)		
	A	B	C
Diseño simétrico			
M 6-1 ^{1*}	3.9	2.0	0.3
M 6-2 ^{1*}	4.2	2.2	0.34
M 6-3 ^{1*}	4.2	2.3	0.4
Diseño anatómico			
M 5-1 ^{1*}	5.0	2.3	0.38
M 5-2 ^{1*}	5.2	2.8	0.38
M 5-3 ^{1*}	5.5	3.3	0.38
M 5-4 ^{1*}	5.6	3.6	0.38



Medidas aproximadas

¹ Entrega ≈ 8 a 10 semanas después de la orden

² Verifique la disponibilidad de estos productos con su distribuidor local

Nota:

Los implantes faciales no son fabricados por POLYTECH, sino por un tercero. El fabricante legal es la empresa Implantech®.