

# Implantes de pantorrilla

Implantes rellenos de gel de silicona disponibles en dos formas y nueve tamaños

POLYTECH



# Implantes de pantorrilla

## Descripción del producto

Los implantes de pantorrilla están disponibles en diseño simétrico y anatómico para el aumento y la reconstrucción de la pantorrilla después de una pérdida de tejido blando. Seis diseños simétricos y tres anatómicos de los implantes de pantorrilla permiten un aumento excelente en la zona del músculo lateral e interno de la pantorrilla en los pacientes.

## Información del producto

La cubierta lisa de todos los implantes de pantorrilla se compone de un elastómero de silicona fuerte, resistente y altamente elástico equipado con una capa de barrera.

Los implantes están rellenos de un gel de silicona altamente reticulado (Shapar Gel™). Se ha seleccionado un gel firme, porque los implantes están reemplazando a un músculo.

La bolsa en el extremo distal del implante junto con la superficie lisa facilita la introducción y el posicionamiento del implante utilizando un instrumento romo. La fabricación de los implantes se basa en una gestión de la calidad conforme a la norma ISO 13485.

Todos los materiales empleados son de calidad médica implantable.

## Indicaciones

- Aumento
- Corrección del contorno de las piernas, p. ej., en caso de defectos congénitos
- Enfermedades neurológicas, p. ej., después de la poliomeilitis
- Aplasia e hipoplasia
- Reconstrucción, p. ej. después de un traumatismo
- Cambio de implante

## Información importante

Todos los implantes de pantorrilla se entregan embalados individualmente y estériles.

**ATENCIÓN:** Tenga en cuenta las instrucciones de uso detalladas que se incluyen con cada producto.

## Implantes de pantorrilla CE 0483

**POLYsmooth™**

Relleno con gel de silicona, embalado individualmente, estéril

N° de pedido	Dimensiones (cm)			Volumen (ml)
	A	B	C	

### Diseño simétrico (perfil moderado)



10200-012 <sup>1</sup>	2.1	6.2	1.6	12
10200-030 <sup>1</sup>	3.0	10.2	1.9	30
10200-070	3.3	15.7	2.3	70
10200-090	3.2	19.5	2.5	90
10200-120	3.4	26.8	2.5	120
10200-140 <sup>1</sup>	4.4	26.2	2.5	140

### Diseño anatómico (perfil anatómico)

10201-085	4.7	15.1	2.4	85
10201-140	5.4	19.7	2.5	140
10201-180 <sup>1</sup>	5.8	23.1	2.6	180

Medidas aproximadas

<sup>1</sup> Entrega ≈ 8 a 10 semanas después de la orden



Diseño simétrico

Diseño anatómico

