

Implantes testiculares

Rellenos de gel de silicona, con
aguja guía, disponibles en cinco
tamaños

POLYTECH



Implantes testiculares

Descripción del producto

Los implantes testiculares están disponibles en un modelo, están adecuados para la sujeción al tejido. Los implantes rellenos de gel de silicona tienen un fragmento corto de teflón removible para guiar la aguja y evitar la perforación del implante. Están disponibles en cinco tamaños diferentes.

Información del producto

La cubierta multicapa de los implantes testiculares está equipada con una capa de barrera y tiene una superficie lisa POLYsmooth™. Los implantes están rellenos de un gel de silicona altamente reticulado (Shapar Gel™). La producción de los implantes se basa en una gestión de calidad según lo establece la norma ISO 13485. Todos los materiales utilizados son de calidad médica implantable.

Indicaciones

- Reconstrucción después de la orquidectomía
- Reconstrucción después de un traumatismo
- Defectos congénitos
- Reemplazo del implante

Información importante

Los implantes testiculares se entregan embalados individualmente y estériles.

Precaución

La guía de la aguja de teflón de los implantes rellenos con gel de silicona siempre debe ser removida antes del cierre de la herida!

ATENCIÓN: Tenga en cuenta las instrucciones de uso de manera detallada que se incluyen con cada producto.



Implantes testiculares CE 0483

POLYsmooth™


Embalados individualmente, esterilizado

Orden N°	Dimensiones (cm)		Volumen (ml)
	A	B	

Rellenos con gel de silicona

Con aguja guía

10100-005	2.0	2.2	5
10100-012	2.6	3.3	12
10100-021	3.2	4.2	21
10100-027	3.3	4.8	27
10100-036	3.9	5.0	36



Medidas aproximadas

