

NEW Clamp

JS05Y
(6.8 mm)

Stainless steel clamp
(7.5 mm)

JS11Y
(12.6 mm)

JS05Y
(6.8 mm)

Size chart

REFERENCIA (TIPO DENTADO)	JS05Y	JS11Y	JA11Y	JS22Y	JA22Y	JS33Y	JA33Y	JS44Y	JA44Y
CLAMPS VASCULARES KEISEI									
SIMPLE/DOBLE	SIMPLE	SIMPLE	DOBLE	SIMPLE	DOBLE	SIMPLE	DOBLE	SIMPLE	DOBLE
VENA	V	V	V	V	V	V	V	V	V
PRESIÓN (gf)	20-30	8-15		15-25		30-50		50-75	
DIAMETRO DE VASO APLICABLE	MAX0.5	0.4-1.0		0.6-1.5		1.0-2.25		2.0-4.0	
REFERENCIA (TIPO DENTADO)	JS11B		JA11B	JS22B	JA22B	JS33B	JA33B	JS44B	JA44B
CLAMPS VASCULARES KEISEI									
SIMPLE/DOBLE	SIMPLE		DOBLE	SIMPLE	DOBLE	SIMPLE	DOBLE	SIMPLE	DOBLE
ARTERIA	VIA		VIA	VIA	VIA	VIA	VIA	VIA	VIA
PRESIÓN (gf)	13,5-20		20-32,5	45-60	70-85				
DIAMETRO DE VASO APLICABLE	0.4-1.0		0.6-1.5	1.0-2.25	2.0-4.0				
	A	6.8 mm	12.6 mm	15.3 mm	17.3 mm	20 mm			
	B	2.7 mm	4.5 mm	5 mm	5 mm	5 mm			
	C	1.48 mm	2.6 mm	3 mm	3.5 mm	3.5 mm			
	D		16 mm	20 mm	21 mm	21 mm			